

Välj ett infusionsset som passar just dina behov!

Cleo90

mjuk 90° kanyl med integrerad inserter och hudvänlig Tagadermhäfta. *Ny utformning gör den ännu enklare att sätta!*

Soft-Release-0

mjuk 90° kanyl med hudfärgad häfta som sitter bättre ju mer du svettas. NY!

Easy-Release 1*

stålkanyl med marknadens kortaste nål, 4,5 mm!

NY!

Easy-Release 2*

stålkanyl med gaffelkoppling – standardkateter med rund häfta.

Neria D*

stålkanyl med dubbla häftpunkter så att det inte gör ont om man skulle få ett ryck i slangen.

Neria Short*

mjuk 20–45° kanyl, 12 mm, sitter bra och säkert. Utmärkt alternativ om man inte har så mycket underhudsfett.

Neria*

mjuk 20–45° kanyl, 17 mm, för dig som behöver en längre mjuk kanyl, t ex vid stora doser.

* 5 av 7 infusionsset finns med separatförpackade kanyler!
Brett sortiment av slangländer.

*Svårt att välja infusionsset?
Prata med ditt diabetesteam om
vilket som kan passa just dig.*

Checklista Dana R

- ✓ Marknadens lättaste pump
- ✓ Fjärrkontroll med inbyggd blodsockermätare
- ✓ Larm för missad måltidsbolus
- ✓ Modern display med tydlig och enkel huvudmeny
- ✓ Samma meny i pump och fjärrkontroll
- ✓ Vattentät. Tål både dusch, simning och andra vattenaktiviteter.
- ✓ Stor ampull – 3 ml (= 300 enheter)
- ✓ 4 olika basaldoser
- ✓ Korrigeringsdos
- ✓ Kolhydraträkning
- ✓ Lägst basaldos av alla pumpar: ned till 0,01 E/timme
- ✓ Kan tankas ur i Diasend

Vill du veta mer? Kontakta NordicInfu Care AB
på tfn 08 601 24 40 eller e-post info@infucare.se

NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand
www.infucare.se • www.diabeteskoll.se



Dana R



Den lättaste pumpen
med den smarta
fjärrkontrollen!



ewvse april 2011

ALLT kan hanteras från både pumpen och fjärrkontrollen!

Dana R den lättaste pumpen



- **Marknadens lättaste pump, väger bara 64 g!**
 - Känns nästan inte på kroppen.
 - Rymmer ändå en 3 ml-ampull vilket gör att du inte behöver byta ampull så ofta.
- **Smidig och nätt till formen**
 - Lätt att gömma och skydda under kläderna, t ex i bh:n, i en väska på benet, innanför arbetskläderna/träningskläderna, på det lilla barnets rygg eller under den tajta klänningen.

...med den smarta fjärrkontrollen



- **Dana R har en smidig och liten fjärrkontroll**
 - Med fjärrkontrollen kan du hantera allt som du kan hantera med pumpen.
 - Du slipper ta fram pumpen varje gång du ska ta din dos eller ställa in tillfällig basaldos.
 - Du eller t ex dagispersonalen kan ge ditt barn en dos utan att störa i leken.
- **...med inbyggd blodsockermätare**
 - Du får färre saker att bära med dig.
 - Dina värden överförs till pumpen som sedan kan ge förslag på dos.
 - Liten bloddroppe (0,5 µL och 5 sek).

...och larm för missad måltidsbolus

- **Sänk ditt HbA1c med hjälp av larmet för missad måltidsbolus**
 - Detta är ett specialutvecklat larm som bara larmar OM DU MISSAT att ta din måltidsdos (larmar alltså inte varje gång du ska ta din måltidsdos).
- **Larmet kan ställas in för upp till 4 olika måltider**
- **Välj larm med vibration eller pip-signal**
 - Välj vibration om du inte vill att omgivningen ska höra.
- **Studier har visat att det är vanligt att missa bolusdoser.¹**

Ref 1: Olinder A et al. Missed bolus doses: Devasting for metabolic control in CSII-treated adolescents with type 1 diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2009 Apr;10(2):142-8. Epub 2008 Oct 24.



Samma enkla meny i både pump och fjärrkontroll. Symboler och text gör det lätt att lära – både för stora och små.



Dana väger bara 64 g!



Många färger att välja på!



Kan larma vid missad dos!

